

CRYOTEC PRO

Соломини для вітрифікації



ФІКСОВАНЕ ЗАКРИТТЯ

Удосконалена конструкція забезпечує герметичне закриття, що підтверджується чітким звуком "клацання"



КЛАЦ!


О Н О В Л Е Н И Й Д И З А Й Н Д Л Я К Р А Щ О Ї Ф У Н К Ц І О Н А Л Ь Н О С Т І

- A. Ергономічна подовжена ручка для зручного тримання
- B. Оновлена конструкція металевого наконечника забезпечує підвищену стабільність і надійність
- C. Чорне маркування для швидкої ідентифікації сторони розміщення ембріонів

CRYOTEC



CRYOTEC PRO



artmedical.com.ua